



Endovascular Grafting

EG MultiSizer[®]

Sizing Catheter

イージーマルチサイザー サイジングカテーテル


MEDICO'S
Hirata

EG MultiSizer[®]

For Endovascular Stent Grafting


Sizing Catheter イージーマルチサイザー サイジングカテーテル

EG MultiSizer[®]は大動脈用ステントグラフトの正確なサイズ選択のために開発された血管長測定用サイジングカテーテルです。大動脈造影に最適なピグテールタイプとカニューレション用シーキングカテーテルの機能を併せ持ったアングルタイプを症例に合わせてご選択頂けます。



最大測定長 **20・25cm**[※]


※最大測定長25cmはカテーテル有効長110cmのみの取扱いになります。



6個のサイドホール

ブレードシャフトを採用
トルク性と抗キンク性が向上

- マーカー部はノンブレード構造。血管形状に沿って挿入されるため、精度の高い計測が可能
- アングルタイプはシーキングカテーテルとしても使用可能
カニューレション後カテーテル交換せずにサイジングできます



▶ ANGLE



▶ PIG

品番	最大適合ガイドワイヤー (inch)	外径 (Fr)	マーカー数	先端形状	有効長 (cm)	最大注入圧 (PSI)	最大測定長 (cm)	サイドホール	JAN
MS3552H21-ANG70G	.035	5.2	21	Angle	70	1000	20	6	4546364013738
MS3552H21-ANG100M	.035	5.2	21	Angle	100	1000	20	6	4546364013868
MS3552H21-PIG100N	.035	5.2	21	PIG	100	1000	20	6	4546364013875
MS3552H26-PIG110J	.035	5.2	26	PIG	110	1000	25	6	4546364013752



※EG (イージー: Endovascular Grafting) Projectは日本のニーズを反映したEVAR専用製品の開発、改良、販売及びシステム構築を目指すプロジェクトです

販売名: MH 中心循環系用カテーテル
承認番号: 22500BZX00558000
クラス分類: クラスIV (高度管理医療機器)
包装単位: 1本
保険算定: 009 血管造影用カテーテル (5) サイジング機能付加型

製造業者

朝日インテック株式会社

製造販売業者

株式会社 **メディコ** **ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

ASC002140324MY16(02)1605(02)/3000