

LANTERN[®]





MICROCATHETER



MEDICO'S
Hirata

CONFIDENT LARGE VOLUME COIL DELIVERY

カテーテル先端部マーカ一間の視認性向上が、より安全な目的部位への到達と適正なコイル操作を可能にします。



- ・ 目的部位への挿入経路の確認が容易となります。
- ・ コイル塞栓術時の的確なカテーテルポジションをサポートします。

LANTERN マイクロカテーテル

品番	先端部外径/ 後端部外径	内径	長さ	先端形状	JAN
PXSLIMLAN115STR	2.6Fr/2.95Fr	0.025inch	115cm	ストレート	0814548016610
PXSLIMLAN115T45				45°	0814548016627
PXSLIMLAN135STR			135cm	ストレート	0814548016641
PXSLIMLAN135T45				45°	0814548016658
PXSLIMLAN150T45			150cm	45°	0814548016689

販売名: Penumbra PX400 マイクロカテーテル
 ※販売名: Penumbra PC400 コイルシステム

承認番号: 22400BZX00295000
 承認番号: 22400BZX00294000

製造販売業者

株式会社 **メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

Penumbra 
 Alameda, CA, USA