

Sono Tip[®] Pro Control

ソノチップ プロ コントロール

Medi-Globe 内視鏡用吸引生検針

 **Medi-Globe[®]**
The Spirit of Care.™



- ツイストロックテクノロジー
シース&ニードルの長さ調節が片手で可能。
- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
様々な病変や、術者の穿刺テクニックに対応するように設計されたハンドルデザイン。
- エコージェニック加工
ニードルのゲージにあわせたエコージェニック加工を施し、優れた視認性と高精度&スムーズなニードルストロークを追求しました。
- スタイレットロック
誤穿刺を防止するために、スタイレットをルアーロック固定。
- 針の長さの調整 (0~8.5 cm)
- シース長の調整 (0~4cm)

MEDICO'S
Hirata

Sono Tip® Pro Control

ソノチップ プロ コントロール

Medi-Globe®
The Spirit of Care™

最適なエコージェニック加工

EUS-FNA手技成功における重要な要素であるエコー下での視認性を確保するために、ニードルゲージに合わせた最適なエコージェニック加工を施しています。(25Gはサンドブラスト加工、22G・19Gはレーザー加工)

膵仮性嚢胞ドレナージ専用のガイドワイヤー (Medi-Globe Guide Wire Cyst GGW-08-30-400) をご用意しています。



GUS-33-21-019

GUS-33-18-022

GUS-33-18-025

Sono Tip® Pro Control

| 品番 | ニードル | | シース | | スタイレット | 適合鉗子口径 |
|---------------|------|---------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | ゲージ | 可動長 | 太さ | 可動長 | | |
| GUS-33-18-025 | 25G | 0~8.5cm | 5.4Fr.(1.8mm) | 137.5~141.5cm | Round Tip | 2.0mm以上 |
| GUS-33-18-022 | 22G | 0~8.5cm | 5.4Fr.(1.8mm) | 137.5~141.5cm | Round Tip | 2.0mm以上 |
| GUS-33-21-019 | 19G | 0~8.5cm | 6.3Fr.(2.1mm) | 137.5~141.5cm | Round Tip | 2.3mm以上 |

販売名：Medi-Globe 内視鏡用吸引生検針 認証番号：224ADBZX00039000

Medi-Globe Guide Wire Cyst

| 品番 | 太さ | 長さ | 備考 |
|---------------|-----------|-------|---------------------|
| GGW-08-30-400 | 0.030inch | 400cm | 15cmフレキシブルラジオペークチップ |

販売名：Medi-Globe 内視鏡用ガイドワイヤ 認証番号：224ADBZX00031000

株式会社 **メディコ** **ス** **ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288
大阪支店 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-6152
東京支店 〒113-0024 東京都文京区西片1丁目17番10号 ☎03-3815-3540
九州支店 〒816-0814 福岡県春日市春日7丁目36番4号 ☎092-592-2577

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

2012.5.2000-A