

# Medi-Globe 8-Wire Nitinol Basket

Medi-Globe結石除去用バスケットセット

 **Medi-Globe**<sup>®</sup>  
The Spirit of Care.™



## 1. 捕獲力の向上を追求

- 独自デザインの8線形状
- 展開力の強さと形状保持能力を追求
- 回転性能の向上


## 2. 挿入性へのこだわり

- シングルルーメンはラウンド先端形状・細径・柔軟性を追求
- ダブルルーメンはガイドワイヤ誘導

MEDICO'S  
*Hirata*

# Medi-Globe 8-Wire Nitinol Basket

 **Medi-Globe**  
The Spirit of Care.™



品番	バスケット		カテーテル			適合鉗子口径
	形状	サイズ	太さ	長さ	タイプ	
GEB-13-19-820	8 線	20mm	5.7Fr (1.9mm)	180cm	シングル	2.8mm 以上
GEB-13-19-830		30mm				
GEB-14-27-820		20mm	8.1Fr (2.7mm)		ダブル	
GEB-14-27-830		30mm				

販売名: Medi-Globe結石除去用バスケットセット 認証番号: 224ADBZX00024000

製造販売業者

株式会社 **メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288  
大阪支店 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-6152  
東京支店 〒113-0024 東京都文京区西片1丁目17番10号 ☎03-3815-3540  
九州支店 〒816-0814 福岡県春日市春日7丁目36番4号 ☎092-592-2577

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>

MGS003170310MA17(01)1703(01)/2000