

# oceanus 14 RX

PTA balloon dilatation catheter

0.014inch guidewire compatibility


Reaches and crosses the complex anatomy

Rapid Exchange Catheter

Advanced pushability

Outstanding navigability


Quick deflation time



MEDICO'S  
*Hirato*

# oceanus 14 RX

PTA balloon dilatation catheter



## 製品仕様

品番	バルーン		カテーテル						
	径 (mm)	長 (mm)	シャフト径 (Fr)	適合シース (Fr)	センターマーカー				
BPPR14150200020 ※	2	20	3.4	4	-				
BPPR14150200040		40							
BPPR14150200100		100							
BPPR14150200150		150							
BPPR14150200200		200							
BPPR14150200300		300							
BPPR14150250020 ※	2.5	20			3.4	4	○		
BPPR14150250040		40							
BPPR14150250100		100							
BPPR14150250150		150							
BPPR14150250200		200							
BPPR14150250300		300							
BPPR14150300020 ※	3	20					3.4	4	-
BPPR14150300040		40							
BPPR14150300100		100							
BPPR14150300150		150							
BPPR14150300200		200							
BPPR14150300300		300							
BPPR14150400020 ※	4	20	3.9	5					○
BPPR14150400040		40							
BPPR14150400100		100							
BPPR14150400150		150							
BPPR14150400200		200							
BPPR14150400300		300							

品番	バルーン		カテーテル						
	径 (mm)	長 (mm)	シャフト径 (Fr)	適合シース (Fr)	センターマーカー				
BPPR14150500020 ※	5	20	3.9	5	-				
BPPR14150500040		40							
BPPR14150500100		100							
BPPR14150500150		150							
BPPR14150500200		200							
BPPR14150500300		300							
BPPR14150600020 ※	6	20			3.9	5	○		
BPPR14150600040		40							
BPPR14150600100		100							
BPPR14150600150		150							
BPPR14150600200		200							
BPPR14150600300		300							
BPPR14150700020 ※	7	20					6	6	-
BPPR14150700040		40							
BPPR14150800020 ※	8	20							6
BPPR14150800040		40							

最大ガイドワイヤー径 : 0.014inch

※在庫が少ない場合があるので営業までお問い合わせください。

## コンプライアンスチャート

拡張圧 atm	バルーン径 (mm)													
	2.00	2.00 L=300	2.50	2.50 L=300	3.00	3.00 L=300	4.00	4.00 L=300	5.00	5.00 L=300	6.00	6.00 L=300	7.00	8.00
6	1.84	1.96	2.36	2.43	2.89	2.95	3.85	3.88	4.92	4.92	5.91	5.91	6.87	7.85
7	1.93	<b>2.01</b>	2.43	<b>2.49</b>	2.95	<b>3.00</b>	3.95	<b>3.99</b>	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>	<b>6.02</b>	<b>6.02</b>	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>
8	<b>1.98</b>	2.06	<b>2.48</b>	2.55	<b>3.00</b>	3.05	<b>4.03</b>	4.08	5.09	5.09	6.11	6.11	7.10	8.11
9	2.05	2.09	2.53	2.59	3.04	3.09	4.10	4.16	5.16	5.16	6.19	6.19	7.18	8.21
10	2.07	2.13	2.57	2.63	3.08	3.13	4.15	4.22	5.22	5.22	6.25	6.25	7.26	8.29
11	2.09	2.16	2.60	2.67	3.11	3.16	4.20	4.28	5.27	5.27	6.30	6.30	7.32	8.36
12	2.12	2.19	2.63	2.70	3.14	3.19	4.24	4.33	5.32	5.32	6.35	6.35	7.38	8.43
13	2.14	2.22	2.66	2.73	3.17	3.22	4.28	4.37	5.36	<b>5.36</b>	6.40	<b>6.40</b>	7.44	8.50
14	2.17	2.25	2.68	2.77	3.20	3.26	4.32	4.40	5.41	5.41	6.45	6.45	<b>7.49</b>	<b>8.57</b>
15	2.20	<b>2.28</b>	2.71	<b>2.80</b>	3.23	<b>3.29</b>	4.36	<b>4.44</b>	<b>5.46</b>	5.46	<b>6.50</b>	6.50	7.56	8.65
16	<b>2.23</b>	2.32	<b>2.75</b>	2.84	<b>3.26</b>	3.33	<b>4.40</b>	4.47	5.53	5.53	6.56	6.56	7.63	8.74

■推奨拡張圧 ■最大拡張圧

製造販売業者

株式会社 **メディコ ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288  
http://www.medicos-hirata.co.jp/

販売名: MHオセアナスPTAバルーンカテーテル1  
承認番号: 30200BZX00324000

**iVascular**  
therapies for living

Camí de Can Jbach, 11 (Pol. Ind. Les Fallúles)  
08620, Sant Vicenç dels Horts  
Barcelona - Spain