


Iuminor 18 RX Specs

- > ラビッドエクスチェンジ型バルーンカテーテル (RX)
- > カテーテル有効長: 150cm
- > 適合ガイドワイヤ: 0.018inch、0.014inch
- > ガイドワイヤポート長: 50cm
- > 適合シース: 5Fr
- > NP (推奨拡張圧): 7atm
- > RBP (最大拡張圧): 16atm
- > 薬剤: パクリタキセル
- > 添加剤: Water reduced ester
- > 薬剤塗布量: 3.0 μ g / mm²




Product

バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)				
	60	80	120	150	200
4	BPDPR18150400060	—	BPDPR18150400120	BPDPR18150400150	BPDPR18150400200
5	BPDPR18150500060	BPDPR18150500080	BPDPR18150500120	BPDPR18150500150	BPDPR18150500200
6	BPDPR18150600060	BPDPR18150600080	BPDPR18150600120	BPDPR18150600150	BPDPR18150600200
7	BPDPR18150700060	BPDPR18150700080	BPDPR18150700120	—	—

Iuminor 18 RX

Paclitaxel eluting PTA balloon dilatation catheter



製造販売業者

株式会社 **メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288
<https://www.medicos-hirata.co.jp/>

販 売 名: MH ルミノール薬剤コーティングバルーンカテーテル
 承認番号: 30700BZX00044000

IVC003250328MA25(01)2503(01)/3000

本製品を使用する際には、
必ず添付文書をお読みください。

当社取扱製品の添付文書はこちらから
ご確認いただくことができます。▶▶▶



iVascular
 therapies for living

Cami de Can Ubach, 11(Pol. Ind. Les Fallúles)
 08620, Sant Vicenç dels Horts
 Barcelona - Spain

MEDICO'S
Hirata

TECHNOLOGY MAKES THE DIFFERENCE

Unique technology

- デリバリー中の薬剤損失を最小限に
- 動脈壁への迅速で効率的な薬剤送達
- 効果的な薬剤滞留時間

Outstanding balloon catheter design


- oceanus PTA balloonがプラットフォーム
- 優れたプッシュビリティとトラッカビリティ
- 5Frシース対応のロープロファイル

Various clinical evidence

- EffPac Trial (Germany) ¹⁾
- LUMIFOLLOW (France) ²⁾
- SOL Japan Trial (Japan)

参考文献
1) U. Teichgraber et al. Cardiovasc Intervent Radiol. 2022 Sep 11;45(12):1774–1783. doi: 10.1007/s00270-022-03265-1
[Long-Term Effectiveness and Safety of Femoropopliteal Drug Coated Balloon Angioplasty: 5-Year Results of the Randomized Controlled EffPac Trial].
2) C. Caradu et al. J Vasc Surg. 2024 Oct 29;50(4):5214(24)02024-X. doi: 10.1016/j.jvs.2024.10.068.
[French multicentric registry on LUMINOR drug-eluting balloon for superficial femoral and popliteal arteries]

TransferTech Technology



SOL Japan Trial

Safety and Efficacy Study of BP-DPC18 for the treatment of Femoropopliteal Artery Lesions in Japan

日本国内12施設による多施設共同、前向き、シングルアーム試験

主な患者・病変背景 n=122

	年齢	74.8±6.9	病変長 (mm)	111.0±60.5
高血圧	83.6%	完全閉塞	23.0%	
糖尿病	57.4%	石灰化	65.6%	

Primary Patency



Freedom From TLR

