

品番	製品名	手元部		先端部		有効長/全長 (cm)
		外径 (Fr)	内径 (In.)	外径 (mm)	内径 (In.)	
再灌流カテーテル						(有効長)
RED72KIT	Penumbraアスピレーション システム RED072	6.0	0.072	2.16	0.072	132
RED72SDKIT	Penumbraアスピレーション システム RED072 with SENDit	6.0	0.072	2.16	0.072	132
RED68KIT	Penumbraアスピレーション システム RED068	6.0	0.068	2.13	0.068	132
RED62SKIT	Penumbraアスピレーション システム RED062	6.0	0.062	1.93	0.062	138
RED43KIT153	Penumbraアスピレーション システム RED043	4.6	0.043	1.35	0.043	153
RED43KIT138	Penumbraアスピレーション システム RED043	4.6	0.043	1.35	0.043	138
4MAXCKIT	Penumbraアスピレーション システム 4MAX	6.0	0.064	1.42	0.041	139
3MAXCKIT	Penumbraアスピレーション システム 3MAX	4.7	0.043	1.27	0.035	153
セバレーター				(バルブ外径)		(全長)
PSF054	セバレーター 5MAX	—	—	0.045In.	—	175
PSF041	セバレーター 4MAX	—	—	0.035In.	—	175
3MAXS	セバレーター 3MAX	—	—	0.030In.	—	190

販売名: Penumbraシステム 承認番号: 22300BZX00269000
販売名: Penumbraシステム2 承認番号: 30500BZX00003000

販売名: Penumbraシステム3 承認番号: 30500BZX00166000
販売名: Penumbraシステム4 承認番号: 30600BZX00170000

PMXENGN	Penumbra ENGINE アスピレーションポンプ
PAPS3	Penumbra ENGINE キャニスターセット(未滅菌)

販売名: Penumbraアスピレーションポンプ 承認番号: 22300BZX00268000



製造販売業者

株式会社 **メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<https://www.medicos-hirata.co.jp/>


PIC015240909SP24(01)2409(01)/0000

Penumbra 
Alameda, CA, USA

MEDICO'S
Hirata

RED[®] 43

Committed to Innovation



a. Tests performed and data on file at Penumbra, Inc. Bench test results may not be indicative of clinical performance.
b. Data on file at Penumbra, Inc. Thrombus Removal Force (TRF) = (Catheter Tip Area) × (Vacuum Level)



RED 62、68、72と
同軸誘導が可能

