



Endovascular Grafting

EGoist[®]

Interventional Guide Wire


エゴイスト インターベンショナルガイドワイヤ

MEDICO'S
Hirata




Interventional Guide Wire エゴイスト インターベンショナルガイドワイヤ

EGoist®は、大動脈瘤用ステントグラフトを目的部位に安全に挿入し、確実に留置するために開発されたステントグラフト専用ガイドワイヤーです。
ファーストチョイスとして使用可能なStandardタイプと、サポート力を強化したUltimateタイプを症例に合わせてご選択頂けます。

Standard



Ultimate



タイプ	品番	外径 (inch)	先端形状	全長 (cm)	スプリングコイル長 (cm)	ラジオベークマーカ長 (cm)	JAN
Standard	EGS35-ST260M	.035	Straight	260	14	4	4546364013417
Standard	EGS35-3J180N	.035	3mm J Curve	180	14	4	4546364013424
Standard	EGS35-3J260P	.035	3mm J Curve	260	14	4	4546364013431
Ultimate	EGU35-3J260J	.035	3mm J Curve	260	12.5	4	4546364012908
Ultimate	EGU35-DJ300L	.035	Double J Curve	300	12.5	4	4546364012922
Ultimate	EGU35-AC300Q	.035	Arch Curve	300	12.5	4	4546364013929



※EG (イージー: Endovascular Grafting) Projectは日本のニーズを反映したEVAR専用製品の開発、改良、販売及びシステム構築を目指すプロジェクトです

販売名: MH心臓・中心循環系用ガイドワイヤ
承認番号: 22500BZX00510000
クラス分類: クラスIV (高度管理医療機器)
包装単位: 1本
保険分類: 012 血管造影用ガイドワイヤー (2) 微細血管用

製造業者 **朝日インテック株式会社**

製造販売業者 **株式会社 メディコ ス ヒラタ**

本 部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 ☎06-6443-2288

<http://www.medicos-hirata.co.jp/>